



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-201	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x160mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-202	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x160mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-203	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x160mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-301	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82/160mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-302	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82/160mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)



[칸막이]

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-204	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82/160mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-205	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82/160mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-303	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82/160mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-304	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82mm
- 최대적재량: 120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-106	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82mm
- 최대적재량:120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-106L	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82mm
- 최대적재량:120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-100K	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82mm
- 최대적재량:120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-101	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82mm
- 최대적재량:120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-102	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82mm
- 최대적재량:120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YDS-103	745x475x890	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로):550x430mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):360x510x82mm
- 최대적재량:120kg
- 4 " 바퀴(브레이크 바퀴 x 2개)



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YM-101A	475x320x795	ABS & PP

- 선반 내측규격(가로x세로):366x275mm
- 선반간격:555mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:3 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YM-101C	475x320x1120	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):366x275mm
- 선반간격:275mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:3 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YM-101B	475x320x805	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):366x275mm
- 선반간격:555mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:3 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YM-101D	475x320x505	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):366x275mm
- 선반간격:275mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:3 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YM-101E	475x320x435	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):366x275mm
- 선반간격:275mm
- 최대적재량:100kg



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark	Model	Size (L×D×H / mm)	Remark	Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101A	560x385x820	ABS & PP	KS-Y-201A	655x455x820	ABS & PP	KS-Y-301A	815x490x820	ABS & PP
■ 선반 내측 규격(가로x세로): 440x340mm ■ 선반간격: 555mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber			■ 선반 내측 규격(가로x세로): 525x400mm ■ 선반간격: 555mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber			■ 선반 내측 규격(가로x세로): 680x440mm ■ 선반간격: 555mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber		



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark	Model	Size (L×D×H / mm)	Remark	Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101B	560x385x830	ABS & PP	KS-Y-201B	655x455x830	ABS & PP	KS-Y-301B	815x490x830	ABS & PP
■ 선반 내측 규격(가로x세로): 440x340mm ■ 선반간격: 275mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber			■ 선반 내측 규격(가로x세로): 525x400mm ■ 선반간격: 275mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber			■ 선반 내측 규격(가로x세로): 680x440mm ■ 선반간격: 275mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber		



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark	Model	Size (L×D×H / mm)	Remark	Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101C	560x385x820	ABS & PP	KS-Y-201C	655x455x820	ABS & PP	KS-Y-301C	815x490x820	ABS & PP
■ 선반 내측 규격(가로x세로): 440x340mm ■ 선반간격: 475mm ■ 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber			■ 선반 내측 규격(가로x세로): 525x400mm ■ 선반간격: 475mm ■ 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber			■ 선반 내측 규격(가로x세로): 680x440mm ■ 선반간격: 450mm ■ 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x260x100mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber		



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark	Model	Size (L×D×H / mm)	Remark	Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101D	560x385x830	ABS & PP	KS-Y-201D	655x455x830	ABS & PP	KS-Y-301D	815x490x830	ABS & PP
■ 선반 내측 규격(가로x세로): 440x340mm ■ 선반간격: 195/275mm ■ 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber			■ 선반 내측 규격(가로x세로): 525x400mm ■ 선반간격: 195/275mm ■ 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber			■ 선반 내측 규격(가로x세로): 680x440mm ■ 선반간격: 170/275mm ■ 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x260x100mm ■ 최대적재량: 100kg ■ 바퀴: 4 " Rubber		



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101E	560x385x820	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):440x340mm
- 선반간격(가로x세로x높이):555mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-201E	655x455x820	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):525x400mm
- 선반간격(가로x세로x높이):555mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-301E	815x490x820	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):680x440mm
- 선반간격(가로x세로x높이):555mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101F	560x385x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):440x340mm
- 선반간격(가로x세로x높이):275mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-201F	655x455x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):525x400mm
- 선반간격(가로x세로x높이):275mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-301F	815x490x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):680x440mm
- 선반간격(가로x세로x높이):275mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101G	560x385x820	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):440x340mm
- 선반간격:475mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-201G	655x455x820	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):525x400mm
- 선반간격:475mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-301G	815x490x820	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):680x440mm
- 선반간격:450mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x260x100mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101H	560x385x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):440x340mm
- 선반간격:195/275mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-201H	655x455x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):525x400mm
- 선반간격:195/275mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-301H	815x490x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):680x440mm
- 선반간격:170/275mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x260x100mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

- 브레이크 바퀴는 옵션입니다.
- 본 카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

- 브레이크 바퀴는 옵션입니다.
- 본 카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101J	560x385x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):440x340mm
- 선반간격:195/275mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-201J	655x455x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):525x400mm
- 선반간격:195/275mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-301J	815x490x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):680x440mm
- 선반간격:170/275mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x260x100mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

거치형 휴지통(옵션)



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-101K	560x385x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):440x340mm
- 선반간격:195/195mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-201K	655x455x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):525x400mm
- 선반간격:195/195mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-301K	815x490x830	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):680x440mm
- 선반간격:170/170mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x260x100mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

- 브레이크 바퀴는 옵션입니다.
- 본 카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-401A	560x385x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):440x340mm
- 선반간격:275/380mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-501A	655x455x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):525x400mm
- 선반간격:275/380mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-601A	815x490x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):680x440mm
- 선반간격:275/380mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-401B	560x385x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):440x340mm
- 선반간격:195/380mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-501B	655x455x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):525x400mm
- 선반간격:195/380mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x195x75mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-601B	815x490x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로):680x440mm
- 선반간격:170/380mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이):355x260x100mm
- 최대적재량:100kg
- 바퀴:4 " Rubber

- 브레이크 바퀴는 옵션입니다.
- 본 카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



KS-Y-401C

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-401C	560x385x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 440x340mm
- 선반간격: 195/295mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber

KS-Y-501C

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-501C	655x455x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 525x400mm
- 선반간격: 195/295mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber

KS-Y-601C

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-601C	815x490x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 680x440mm
- 선반간격: 170/270mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x260x100mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber



KS-Y-401E

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-401E	560x385x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 440x340mm
- 선반간격: 195/295mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber

KS-Y-501E

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-501E	655x455x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 525x400mm
- 선반간격: 195/295mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber

KS-Y-601E

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-601E	815x490x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 680x440mm
- 선반간격: 170/270mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x260x100mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber



KS-Y-401D

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-401D	560x385x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 440x340mm
- 선반간격: 195/380mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber

KS-Y-501D

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-501D	655x455x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 525x400mm
- 선반간격: 195/380mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x195x75mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber

KS-Y-601D

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-Y-601D	815x490x930	ABS & PP

- 선반 내측 규격(가로x세로): 680x440mm
- 선반간격: 170/380mm
- 서랍 내측 규격(가로x세로x높이): 355x260x100mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber



KS-Y-701A

Model	Size (L×D×H / mm)	Size (L×D / mm)	Remark
KS-Y-701A	560x385x1040	440x340	ABS & PP
KS-Y-701B	655x455x1040	525x400	ABS & PP
KS-Y-701C	815x490x1040	680x440	ABS & PP

- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 100kg



KS-Y-801A

Model	Size (L×D×H / mm)	Size (L×D / mm)	Remark
KS-Y-801A	560x385x1120	440x340	ABS & PP
KS-Y-801B	655x455x1120	525x400	ABS & PP
KS-Y-801C	815x490x1120	680x440	ABS & PP

- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber

- 브레이크 바퀴는 옵션입니다.
- 본 카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.

- 브레이크 바퀴는 옵션입니다.
- 본 카탈록의 제품색상은 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있으며, 예고없이 디자인이 변경 될 수 있습니다.



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YS-101A	745x475x825	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로): 550x430mm
- 선반간격: 555mm
- 최대적재량: 120kg
- 바퀴: 4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YS-101B	745x475x835	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로): 550x430mm
- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 120kg
- 바퀴: 4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YS-101E	745x475x825	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로): 550x430mm
- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 120kg
- 바퀴: 4 " Rubber



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YS-101F	745x475x835	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로): 550x430mm
- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 120kg
- 바퀴: 4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Size (L×D / mm)	Remark
KS-Y-100	560x385x535	440x340	ABS & PP
KS-Y-200	655x455x535	525x400	ABS & PP
KS-Y-300	815x490x535	680x440	ABS & PP

- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 100kg
- 바퀴: 4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Size (L×D / mm)	Remark
KS-Y-100B	560x385x435	440x340	ABS & PP
KS-Y-200B	655x455x435	525x400	ABS & PP
KS-Y-300B	815x490x435	680x440	ABS & PP

- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 100kg

● 브레이크 바퀴는 옵션입니다.



Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YS-101B-BH	745x475x835	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로): 550x430mm
- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 120kg
- 바퀴: 4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YS-101B-W	745x475x835	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로): 550x430mm
- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 120kg
- 바퀴: 4 " Rubber

Model	Size (L×D×H / mm)	Remark
KS-YS-101B-C	745x475x835	ABS

- 선반 내측 규격(가로x세로): 543x425mm
- 선반간격: 275mm
- 최대적재량: 120kg
- 바퀴: 4 " Rubber

● 브레이크 바퀴는 옵션입니다.

OPTIONAL ACCESSORIES



다용도 행거(PART-SB)

IV-스탠드

행거

핸들 (HANDLE)

Y-101시리즈

Y-201시리즈

Y-301시리즈

다용도 통

거치형 쓰레기통

폐기물 거치대

환자복 수거함

내측 규격 (LxDxH) 375x120x130mm

칸막이

약케이스